

Cara uji kimia – Bagian 17: Penentuan kadar asam domoat (*amnesic shellfish poisoning*) dengan metode *enzyme linked immunoassay* (ELISA) pada produk kekerangan



© BSN 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Prakata.....	ii
Pendahuluan.....	iii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Prinsip	2
4 Peralatan.....	2
5 Bahan.....	3
6 Prosedur kerja.....	3
7 Perhitungan.....	4
8 Pelaporan.....	4
9 Keamanan dan keselamatan	5
10 Pengendalian mutu.....	5
Lampiran A (informatif) Data verifikasi penentuan kadar asam domoat (ASP).....	6
Bibliografi	11
Gambar A.1 – Kurva kalibrasi larutan standar kerja asam domoat (ASP).....	6
Gambar A.1 – Kurva kalibrasi larutan <i>spike</i> contoh.....	6
Tabel A.1 – Rekapitulasi <i>Optical Density</i> (OD) dan konsentrasi <i>blank</i> sampel	7
Tabel A.2 – Rekapitulasi <i>Optical Density</i> (OD) dan konsentrasi asam domoat (ASP) 25 ng/g ..	7
Tabel A.3 – Rekapitulasi <i>Optical Density</i> (OD) dan konsentrasi asam domoat (ASP) 50 ng/g ..	8
Tabel A.4 – Rekapitulasi <i>Optical Density</i> (OD dan konsentrasi asam domoat (ASP) 75 ng/g ...	9
Tabel A.5 – Ringkasan hasil validasi	9

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 2354-17:2017 dengan judul *Cara uji kimia – Bagian 16: Penentuan kadar asam domoat (amnesic shellfish poisoning) dengan metode enzyme linked immunoassay (ELISA) pada produk kekerangan*, disusun dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap komoditas yang akan dipasarkan di dalam dan luar negeri.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-05: *Produk Perikanan*. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disetujui dalam rapat konsensus nasional di Jakarta, pada tanggal 26 – 28 Juli 2017. Konsensus ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, yaitu perwakilan dari produsen, konsumen, pakar dan pemerintah

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan 26 Oktober 2017 dengan hasil akhir disetujui menjadi Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI).

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.



Pendahuluan

Dalam penyusunan SNI ini telah memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/PERMEN-KP/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.





Cara uji kimia – Bagian 17: Penentuan kadar asam domoat (*amnesic shellfish poisoning*) dengan metode *enzyme linked immunoassay* (ELISA) pada produk kekerangan

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan cara uji penapisan (*screening test*) yang digunakan untuk menentukan kadar asam domoat pada produk kekerangan.

2 Istilah dan definisi

2.1

absorbansi

penyerapan cahaya oleh partikel dalam suatu larutan dalam sistem optik pada spektrofotometer

2.2

***amnesic shellfish poisoning* (ASP)**

keracunan yang disebabkan konsumsi kekerangan yang mengandung toksin asam domoat yang menyerang sistem pencernaan dan syaraf otak manusia

2.3

antibodi

molekul imunoglobulin yang mempunyai suatu rantai asam amino spesifik, hanya berinteraksi dengan antigen yang menginduksi sintesis molekul ini di dalam jaringan limfoid (khususnya sel plasma), atau dengan antigen yang erat hubungannya dengan antigen tersebut

2.4

antigen

benda asing yang menyebabkan pembentukan antibodi bila dimasukkan ke dalam organisme. Antigen bisa berupa toksin dari bakteri, enzim, protein hewani dan nabati lain, atau sel nabati dan hewani

2.5

asam domoat

merupakan salah satu toksin yang berperan dalam *amnesic shellfish poisoning* dan dihasilkan secara alami oleh plankton diatom genus *Pseudo-nitzschia* spp. dan spesies *Nitzschia navis-varingica*

2.6

faktor pengenceran

bilangan yang menunjukkan rasio antara volume larutan akhir terhadap volume awal

2.7

ekstraksi

proses pemisahan senyawa diantara dua fase zat yang tidak bercampur menggunakan pelarut

2.8

enzim

protein yang bertindak sebagai katalis biologis dan berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia di dalam jaringan organisme

2.9

enzyme linked immunoassay (ELISA)

teknik biokimia yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur suatu antibodi maupun antigen pada suatu contoh

2.10

inkubasi

pengkondisian campuran reaksi dalam lingkungan suhu yang sesuai dan konstan selama kurun waktu tertentu

2.11

sentrifus

alat untuk memisahkan dan atau mengendapkan campuran dua fase atau lebih dengan pemutaran pada kecepatan tinggi

3 Prinsip

Metode ini berdasarkan pengujian ELISA kompetitif untuk mendeteksi asam domoat (ASP) yang terdapat pada kekerangan. Antibodi asam domoat (ASP) dilapiskan pada lubang sumuran di *microtiter plate*. Selama analisa berlangsung, contoh ditambahkan bersamaan dengan asam domoat-*horseradish peroxidase* (asam domoat-HRP) *conjugated*. Asam domoat (ASP) yang terdapat pada contoh akan berkompetisi mengikat antibodi asam domoat (ASP), dengan cara demikian akan melindungi asam domoat (ASP)-HRP dari ikatan antibodi yang menempel pada sumuran. Setelah ditambahkan asam domoat (ASP) substrat (TMB) akan terbentuk perubahan warna. Intensitas warna yang dihasilkan akan berbanding terbalik dengan konsentrasi asam domoat (ASP) di dalam contoh.

4 Peralatan

- a) *Blender*;
- b) *Erlenmeyer*;
- c) *Incubator*;
- d) *Freezer*;
- e) *Micropipette* (20 μ l sampai dengan 200 μ l dan 200 μ l sampai dengan 1.000 μ l);
- f) *Micropipette multichannel* (50 μ l sampai dengan 300 μ l);
- g) *Microtiter plate reader / ELISA reader* (450 nm/630 nm);
- h) Penangas air (*Waterbath*);
- i) Pipet volumetrik;
- j) Sentrifus;
- k) *Shaker*;
- l) Tabung sentrifus;
- m) Timbangan analitik.

5 Bahan

5.1 Bahan kimia

- a) Akuabides;
- b) Metanol.

5.2 Bahan ELISA kits

- a) Asam domoat (ASP) *antibody coated plate*;
- b) Asam domoat (ASP)-HRP *conjugated*;
- c) *10x sample extraction buffer*;
- d) *20x wash solution*;
- e) Larutan standar asam domoat (ASP);
- f) *Stop buffer*;
- g) TMB (3,3',5,5'-*tetramethyl benzidine*) *substrat*;
- h) Anti-asam domoat *antibody*.

6 Prosedur kerja

6.1 Preparasi contoh

- a) Pisahkan daging kekerangan dari cangkangnya, cuci dengan akuabides dan tiriskan;
- b) Lumatkan contoh (± 250 gram) dengan blender hingga homogen;
- c) Simpan contoh yang telah homogen pada wadah yang bersih dan tertutup;
- d) Jika contoh tidak langsung diuji maka simpan dalam *freezer* sampai waktu analisa dilakukan. Apabila terjadi pemisahan antara padatan dan cairan dalam lumatan contoh maka dilakukan pengadukan ulang sebelum dilakukan penimbangan.

6.2 Ekstraksi

- a) Timbang daging sebanyak 0,5 gram, tambahkan 2 mL 50 % metanol air dan *vortex* selama 5 menit dengan kecepatan maksimum;
- b) Sentrifus selama 10 menit dengan kecepatan 4.000 rpm;
- c) Pindahkan 0,5 mL supernatan (lapisan atas) ke dalam tabung sentrifus baru;
- d) Panaskan sampel pada suhu 75 °C selama 5 menit;
- e) Sentrifus selama 10 menit dengan kecepatan 4.000 rpm;
- f) Pindahkan 50 μ L ekstrak sampel ke dalam tabung sentrifus baru, tambahkan 950 μ L *1x extraction buffer* / metanol (90/10).

6.3 Proses pengujian ELISA

- a) Masukkan 50 μ L masing-masing larutan standar asam domoat (ASP) ke dalam beberapa lubang sumuran (duplo), susunan larutan standar dimulai dari konsentrasi terendah sampai konsentrasi tertinggi;
- b) Masukkan 50 μ L masing-masing ekstrak sampel ke dalam lubang sumuran yang berbeda (duplo);

- c) Tambahkan 50 μL asam domoat (ASP)-HRP *conjugated* kedalam setiap lubang sumuran;
- d) Tambahkan 50 μL anti-asam domoat (ASP) antibodi kedalam setiap *lubang sumuran* dan campurkan dengan cara menggoyangkan *microtiter plate* secara manual selama 1 menit;
- e) Inkubasikan *microtiter plate* dalam kondisi tertutup dan gelap selama 30 menit pada suhu 20 °C - 25 °C;
- f) Cuci lubang sumuran dengan 250 μL 1x *wash solution* sebanyak tiga kali;
- g) Setelah pencucian terakhir, balikkan *microtiter plate* dan ketukkan pada alas yang dilapisi oleh kertas tisu serta jangan biarkan *microtiter plate* mengering;
- h) Tambahkan 100 μL TMB *substrate* dan goyangkan *microtiter plate* secara perlahan selama 1 menit;
- i) Inkubasikan *microtiter plate* dalam kondisi tertutup dan gelap selama 15 menit pada suhu 20 °C - 25 °C;
- j) Tambahkan 100 μL *stop buffer* untuk menghentikan reaksi enzim;
- k) Baca segera *absorbansi* setiap sumuran dengan *microtiter plate reader* (ELISA reader) pada panjang gelombang 450 nm.

7 Perhitungan

- a) Kurva kalibrasi standar asam domoat (ASP) dapat dibuat dari pembacaan prosentase absorbansi setiap standar dengan konsentrasi standar dalam ng/mL pada kurva ln.

$$\frac{B}{B_0} \% = \frac{\text{Absorbansi standar atau contoh}}{\text{Absorbansi standar 0 ng/ml}} \times 100 \% \quad (1)$$

- b) Masukkan hasil pembacaan prosentase (%) absorbansi contoh ke dalam kurva kalibrasi standar.
- c) Nilai konsentrasi asam domoat (ASP) pada contoh diperoleh dari persamaan logaritma standar dalam nilai ng/g setelah dikalikan faktor pengenceran 100.

8 Pelaporan

- a) Jika diperoleh angka desimal kurang dari 5 (lima) maka pembulatan turun, tapi lebih dari 5 (lima) pembulatan naik.

CONTOH : 14,454 dibulatkan menjadi 14,45
14,466 dibulatkan menjadi 14,47

- b) Jika diperoleh angka desimal 5 (lima) yang akan dibulatkan dari angka genap yang ada didepannya, maka angka lima tersebut menjadi hilang, tetapi bila angka didepannya ganjil maka pembulatan akan naik.

CONTOH : 14,765 dibulatkan menjadi 14,76
14,475 dibulatkan menjadi 14,48

9 Keamanan dan keselamatan

Untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja selama analisa maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a) Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan analisa.
- b) Gunakan jas laboratorium dan masker selama bekerja.
- c) Untuk menjaga kesehatan (mengantisipasi toksisitas) analis diperlukan minum susu tiap hari.

10 Pengendalian mutu

Pengendalian mutu yang digunakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- Bahan kimia berkualitas murni (Grade Reagent – GR).
- Alat gelas bebas kontaminasi.
- Alat ukur yang telah terkalibrasi.
- Penyimpanan ELISA kit pada lemari pendingin dengan suhu 2 °C sampai dengan 8 °C.
- Kondisikan ELISA kit pada suhu kamar selama 30 menit sampai dengan 1 jam sebelum digunakan.
- Gunakan ELISA kit sebelum kadaluarsa.
- Syarat keberterimaan kuantifikasi hasil uji harus memenuhi syarat *recovery* 80 % - 110 %.



Lampiran A


(informatif)

Data verifikasi penentuan kadar asam domoat (ASP)

A.1 Uji linearitas

Uji linieritas dilakukan dengan cara membuat kurva kalibrasi dari larutan standar kerja asam domoat (ASP):


0,00; 0,063; 0,125; 0,25; 0,50; dan 1,50 ng/ml, nilai koefisien regresi yang didapat adalah 0,9995 dan 0,9984



Gambar A.1 – Kurva kalibrasi larutan standar kerja asam domoat (ASP)

A.2 Uji linearitas *spike* contoh

Uji linieritas *spike* contoh dilakukan dengan cara membuat kurva kalibrasi dari 3 larutan *spike* contoh, yaitu 0,5; 1,0 dan 1,50 ng/mL, nilai koefisien regresi yang didapat adalah 0,9987.

Gambar A.2 – Kurva kalibrasi larutan *spike* contoh

A.3 Uji batas deteksi asam domoat (ASP)

Pengujian blanko sepuluh kali ulangan menghasilkan rata-rata konsentrasi 31,40 ng/g dengan SD 0,64 ng/g. Dari data tersebut maka dapat ditentukan batas deteksi (LoD = 33,319 ng/g) dan batas determinasi (LoQ = 35,241 ng/g).

Tabel A.1 - Rekapitulasi *Optical Density* (OD) dan konsentrasi *blank* sampel

Ulangan	OD <i>blank</i> sampel	Konsentrasi (ng/g)
1	1,530	32,12
2	1,546	31,05
3	1,535	31,78
4	1,533	31,92
5	1,534	31,85
6	1,524	32,54
7	1,552	30,66
8	1,549	30,85
9	1,567	29,69
10	1,539	31,51
Rata2	1,541	31,40
SD	0,013	0,64
%RSD	0,823	2,04

$$\text{LOD} = 33,319 \text{ ng/g}$$

$$\text{LOQ} = 35,241 \text{ ng/g}$$

$$\text{LOD} = \text{Konsentrasi rata - rata (C)} + 3 \text{ Standar Deviasi}$$

$$\text{LOQ} = \text{Konsentrasi rata - rata (C)} + 6 \text{ Standar Deviasi}$$

A.4 Uji presisi dan *recovery* asam domoat (ASP)

A.4.1 *Spiked* contoh 25 ng/g

Uji *recovery* dengan menguji blanko sampel yang telah *dispike* larutan standar asam domoat (ASP) pada 0.5 g contoh kekerangan dengan konsentrasi 50 ng/ml sebanyak 5 µl, nilai konsentrasi *spike* 25 ng/g (ppb) dilakukan 7 ulangan.

Tabel A.2 - Rekapitulasi *Optical Density* (OD) dan konsentrasi asam domoat (ASP) 25 ng/g

Ulangan	<i>Absorbansi</i> (Abs)	<i>Spiked @</i> (ng/g)	Rata-rata Blanko 31,40		<i>Recovery</i> (%)
			Kons. Terukur (ng/g)	Kons. Terkoreksi (ng/g)	
1	1,231	25	54,79	23,39	93,6
2	1,246	25	53,30	21,90	87,6
3	1,233	25	54,59	23,19	92,8

Tabel A.2 – lanjutan

Ulangan	Absorbansi (Abs)	Spiked @ (ng/g)	Kons. Terukur (ng/g)	Kons. Terkoreksi (ng/g)	Recovery (%)
4	1,239	25	53,99	22,59	90,4
5	1,235	25	54,39	22,99	92,0
6	1,239	25	53,99	22,59	90,4
7	1,246	25	53,30	21,90	87,6
Rata2	1,238		54,05	22,65	90,6
SD	0,006		0,59	0,59	2,4
%RSD	0,480		1,1	2,6	2,6

Diperoleh hasil rata-rata 22,65 ng/g bila dibagi dengan nilai konsentrasi *spike* 25 ng/g maka *recovery* yang diperoleh sebesar 90,6 % yang berarti masih masuk dalam persyaratan *recovery* 80 % - 110 %.

A.4.2 Spiked contoh 50 ng/g

Uji *recovery* dengan menguji blanko sampel yang telah dispike larutan standar asam domoat (ASP) pada 0.5 g contoh kekerangan dengan konsentrasi 50 ng/ml sebanyak 10 µl, nilai konsentrasi *spike* 25 ng/g (ppb) dilakukan 7 ulangan.

Tabel A.3 - Rekapitulasi Optical Density (OD) dan konsentrasi asam domoat (ASP)
50 ng/g

Ulangan	Absorbansi (Abs)	Spiked @ (ng/g)	Kons. Terukur (ng/g)	Kons. Terkoreksi (ng/g)	Recovery (%)
1	1,011	50	78,900	47,500	95,0
2	1,033	50	75,410	44,010	88,0
3	1,058	50	71,660	40,260	80,5
4	0,989	50	82,570	51,170	102,3
5	1,016	50	78,090	46,690	93,4
6	1,037	50	74,800	43,400	86,8
7	1,006	50	79,720	48,320	96,6
Rata2	1,021		77,307	45,907	91,8
SD	0,023		3,62	3,62	7,2
%RSD	2,240		4,7	7,9	7,9

Diperoleh hasil rata-rata 45,907 ng/g bila dibagi dengan nilai konsentrasi *spike* 50 ng/g maka *recovery* yang diperoleh sebesar 91,8 % yang berarti masih masuk dalam persyaratan *recovery* 80 % - 110 %.

A.4.3 Spiked contoh 75 ng/g

Uji *recovery* dengan menguji blanko sampel yang telah *dispike* larutan standar asam domoat (ASP) pada 0.5 g contoh kekerangan dengan konsentrasi 50 ng/mL sebanyak 10 μ L, nilai konsentrasi *spike* 25 ng/g (ppb) dilakukan 7 ulangan.

Tabel A.4 - Rekapitulasi *Optical Density* (OD) dan konsentrasi asam domoat (ASP) 75 ng/g

Ulangan	Absorbansi (Abs)	Spiked @ (ng/g)	Kons. Terukur (ng/g)	Kons. Terkoreksi (ng/g)	Recovery (%)
1	0,866	75	106,940	75,540	100,7
2	0,900	75	99,500	68,100	90,8
3	0,859	75	108,550	77,150	102,9
4	0,881	75	103,590	72,190	96,3
5	0,865	75	107,170	75,770	101,0
6	0,885	75	102,710	71,310	95,1
7	0,879	75	104,030	72,630	96,8
Rata2	0,876		104,641	73,241	97,7
SD	0,014		3,13	3,13	4,2
%RSD	1,613		2,986	4,267	4,3

Diperoleh hasil rata-rata 73,241 ng/g bila dibagi dengan nilai konsentrasi *spike* 75 ng/g maka *recovery* yang diperoleh sebesar 97,7 % yang berarti masih masuk dalam persyaratan *recovery* 80 % - 110 %.

A.5 Ringkasan hasil validasi

Tabel A.5 - Ringkasan hasil validasi

Karakteristik validasi	Matriks	Hasil	Syarat keberterimaan	Referensi	Kesimpulan
% <i>Recovery</i>	Spike 25 ng/g	90,6 %	(80-110) %	CD 2002/657/EC	Memenuhi
	Spike 50 ng/g	91,8 %	(80-110) %	CD 2002/657/EC	Memenuhi
	Spike 75 ng/g	97,7 %	(80-110) %	CD 2002/657/EC	Memenuhi
Presisi (% RSD)	Spike 25 ng/g	1,1	27,88	CV Horwitz	Memenuhi
	Spike 50 ng/g	4,7	25,12	CV Horwitz	Memenuhi
	Spike 75 ng/g	2,99	23,63	CV Horwitz	Memenuhi
LoD	Kerang	33,319 ng/g	< 2.000 ng/g	Eurachem	Memenuhi
LoQ	Kerang	35,241 ng/g	< 2.000 ng/g	Eurachem	Memenuhi

CATATAN :

MRL asam domoat (ASP) sebesar	: 20 mg/kg
	: 20 ug/g
	: 20.000 ug/g
LOD & LOQ : 1/10 x MRL	: 2.000 ug/g



Bibliografi

- [1] Anonimous. 2011. Reaksi antigen-antibodi dan prinsip pengobatan.
- [2] Asam domoat (ASP) ELISA test kit manual.
- [3] Falk, M., Walker JA,. And Wisema PW,. "Ultraviolet spectrum of asam domoat", Can. J. Chem, 67: 1421-1425 (1989).
- [4] FAO (Food and Agriculture Organization) journal: Paralytic Shellfish Poisoning.
- [5] FDA (Food and Drug Administration), Chapter 6. Guidance natural toxin.
- [6] Quliam, M.A. and Wrigth, J.Lc., "The Amnesic poisoning mystery", Analyt. Chem. 61 : 1053A-60A (1989).
- [7] Regulation (EC) No. 853/2004 of The European Parliament and of The Council "Laying down spesific hygiene rules for food of animal origin".





Informasi pendukung terkait perumus standar

[1] Komite Teknis Perumus SNI

Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis perumus SNI

Ketua	:	Innes Rahmania	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sekretaris	:	Simson Masengi	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Nurjanah	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
		Lili Defi Z.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
		Darmadi Marpauli	PT Citra Dimensi Arthali
		Hantowo Tjhia	Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I)
		Murtiningsih	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Bagus S. B. Utomo	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Tengku A.R Hanafiah	Masyarakat Standardisasi (MASTAN)
		Ahmad M. Mutaqin	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Harsi D. Kusumaningrum	Institut Pertanian Bogor
		Adi Surya	Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI)
		Tri Winarni Agustini	Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI)
		Santoso	Sekolah Tinggi Perikanan
		Mufidah Fitriati	Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia

[3] Konseptor rancangan SNI

- Iswadi Idris – Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM), BKIPM, KKP
- Tony W. Silaban – Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM), BKIPM, KKP

[4] Sekretariat pengelola Komite Teknis perumus SNI

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan