

## Air dan air limbah – Bagian 81: Cara uji arsen (As) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-generator hidrida



© BSN 2018


Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN  
Email: [dokinfo@bsn.go.id](mailto:dokinfo@bsn.go.id)  
[www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)

Diterbitkan di Jakarta

## Daftar isi

Daftar isi .....	i
Prakata .....	ii
1 Ruang lingkup .....	1
2 Istilah dan definisi .....	1
3 Cara uji .....	1
4 Pengendalian mutu .....	5
5 Rekomendasi .....	5
Lampiran A .....	6
Lampiran B .....	7
Bibliografi .....	13
 Gambar B.1 – Kurva kalibrasi arsen .....	 7
Tabel B.1 – Pembuatan kurva kalibrasi arsen .....	7
Tabel B.2 – <i>Method Detection Limit</i> (MDL) .....	8
Tabel B.3 – Keberterimaan MDL .....	9
Tabel B.4 – Repitabilitas pengujian arsen .....	10
Tabel B.5 – Reprodusibilitas pengujian arsen .....	11
Tabel B.6 – Akurasi pengujian arsen .....	12



## Prakata


Standar Nasional Indonesia (SNI) 6989-81:2018 dengan judul *Air dan air limbah – Bagian 81: Cara uji arsen (As) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-generator hidrida* merupakan revisi dari SNI 06-2913-1992.

Standar ini menggunakan *Standard Methods for the Examination Of Water and Wastewater 22nd Edition (2012) Method 3114: Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric* sebagai referensi dalam penyusunannya, dan telah melalui uji coba di laboratorium pengujian dalam rangka verifikasi metode yang digunakan.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 13-03 *Kualitas Lingkungan*. Standar ini telah dibahas dan disetujui dalam rapat konsensus nasional di Jakarta, pada tanggal 20 September 2017. Konsensus ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, yaitu: perwakilan dari produsen, konsumen, pakar, dan pemerintah.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 31 Januari 2018, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.



## Air dan air limbah – Bagian 81: Cara uji arsen (As) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-generator hidrida

### 1 Ruang lingkup

Metode ini digunakan untuk penentuan logam arsen, total dan terlarut dalam air dan air limbah secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-generator hidrida dalam kisaran kadar 2  $\mu\text{g/l}$  sampai dengan 20  $\mu\text{g/l}$ .

### 2 Istilah dan definisi

Untuk keperluan penggunaan Standar ini, berlaku istilah dan definisi berikut:

#### 2.1

##### **air bebas mineral**

air yang diperoleh dengan cara penyulingan ataupun proses demineralisasi sehingga diperoleh air dengan konduktifitas lebih kecil dari 1  $\mu\text{S/cm}$

#### 2.2

##### **kurva kalibrasi**

grafik yang menyatakan hubungan kadar larutan kerja dengan hasil pembacaan serapan yang merupakan garis lurus

#### 2.3

##### **larutan induk logam arsen (As)**

larutan yang mempunyai kadar logam arsen 1.000 mg As/l yang digunakan untuk membuat larutan baku logam arsen dengan kadar yang lebih rendah

#### 2.4

##### **larutan baku logam arsen (As)**

larutan induk logam arsen yang diencerkan dengan air bebas mineral sampai kadar tertentu

#### 2.5

##### **larutan kerja logam arsen (As)**

larutan baku logam arsen yang diencerkan, digunakan untuk membuat kurva kalibrasi

#### 2.6

##### **larutan blanko**

air bebas mineral yang perlakuannya sama dengan contoh uji

### 3 Cara uji

#### 3.1 Prinsip

Arsen dalam suasana asam bereaksi dengan natrium borohidrida menjadi senyawaan hidridanya ( $\text{AsH}_3$ ) yang mudah menguap. Senyawa hidrida tersebut selanjutnya didorong dengan gas inert (Argon/Nitrogen) ke dalam sel kuarsa yang dipanaskan sehingga membentuk atom fasa gas dari arsen. Atom fasa gas arsen ini menyerap radiasi yang dipancarkan oleh lampu katoda secara kuantitatif. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang 193,7 nm.

### 3.2 Bahan

- a) air bebas mineral;
- b) asam nitrat ( $\text{HNO}_3$ ) pekat;
- c) asam klorida ( $\text{HCl}$ ) pekat;
- d) kertas indikator pH;
- e) larutan induk arsen 1000 mg/l;  
Larutkan 1,320 g arsen trioksida ( $\text{As}_2\text{O}_3$ ) dalam air yang mengandung 4 g  $\text{NaOH}$ , lalu diencerkan hingga 1.000 ml dan dihomogenkan

**CATATAN** Dapat digunakan larutan induk arsen 1.000 mg/L tersedia secara komersial.

- f) larutan asam sulfat ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) 2,5 N;  
Tambahkan 35 ml  $\text{H}_2\text{SO}_4$  pekat perlahan-lahan ke dalam 400 ml air bebas mineral, setelah dingin encerkan dengan air bebas mineral hingga 500 ml dan dihomogenkan.
- g) larutan kalium persulfat ( $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ ) 5 %;  
Larutkan 25 g  $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$  dengan 500 ml air bebas mineral, lalu dihomogenkan. Simpan di dalam botol gelas dan lemari pendingin. Larutan ini tahan 1 minggu.
- h) larutan prereduktan natrium iodida ( $\text{NaI}$ )/Kalium Iodida ( $\text{KI}$ );  
Larutkan 50 g  $\text{NaI/KI}$  dalam 500 ml air bebas mineral, lalu dihomogenkan. Larutan ini digunakan dalam keadaan segar.
- i) larutan natrium borohidrida ( $\text{NaBH}_4$ );  
Larutkan 0,6 g  $\text{NaBH}_4$  dengan larutan 0,5 g  $\text{NaOH}$  dalam 100 ml air bebas mineral, lalu dihomogenkan.
- j) larutan asam klorida ( $\text{HCl}$ ) (5 + 1);  
Campurkan diruang asam 5 bagian volume  $\text{HCl}$  pekat dengan 1 bagian air bebas mineral, lalu dihomogenkan
- k) gas argon ( $\text{Ar}$ ) kemurnian tinggi (HP); dan

**CATATAN** Dapat menggunakan gas selain argon sesuai dengan manual alat.

- l) gas asetilen ( $\text{C}_2\text{H}_2$ ) kemurnian tinggi (HP);

**CATATAN** Untuk peralatan generator hidrida dengan penambahan pereaksi otomatis, konsentrasi pereaksi disesuaikan dengan manual alat.

### 3.3 Peralatan

- a) Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) yang dilengkapi dengan asesoris generator hidrida (*Hydride Generation Accesories*) dan lampu katoda arsen;
- b) botol plastik polietilena atau botol gelas;
- c) seperangkat alat saring vakum;
- d) saringan membran dengan ukuran pori 0,45  $\mu\text{m}$ ;
- e) timbangan analitik dengan ketelitian 0,1 mg;
- f) labu ukur 50 ml, 100 ml, dan 1.000 ml;
- g) gelas piala 200 ml dan 1.000 ml;
- h) pipet volumetrik 1 ml, 2 ml, dan 5 ml;
- i) gelas ukur 5 ml, 10 ml, dan 50 ml;
- j) pipet tetes;
- k) labu *digestion* 100 ml;
- l) corong gelas;
- m) kaca arloji;
- n) pemanas listrik;
- o) labu semprot.

### 3.4 Pengawetan contoh uji

Bila contoh uji tidak dapat segera diuji, maka contoh uji diawetkan sesuai petunjuk di bawah ini:

Wadah	: Botol plastik polietilena ( <i>polyethylene</i> ) atau botol gelas
Pengawet	: a) Untuk logam terlarut, saring dengan saringan membran berpori 0,45 $\mu\text{m}$ dan filtratnya diasamkan dengan $\text{HNO}_3$ pekat hingga $\text{pH} \leq 2$ . b) Untuk logam total, asamkan dengan $\text{HNO}_3$ pekat hingga $\text{pH} \leq 2$
Lama penyimpanan	: 6 bulan
Kondisi penyimpanan	: Suhu ruang

### 3.5 Persiapan pengujian

#### 3.5.1 Pembuatan larutan baku arsen 10 mg As/l

- pipet 10 ml larutan induk arsen 1.000 mg As/l ke dalam labu ukur 1.000 ml;
- tambahkan 5 ml HCl pekat;
- tepatkan dengan air bebas mineral sampai tanda tera dan homogenkan.

#### 3.5.2 Pembuatan larutan baku arsen 100 $\mu\text{g}$ As/l

- pipet 10 ml larutan induk arsen 10 mg As/l ke dalam labu ukur 1.000 ml;
- tambahkan 2 ml sampai 5 ml  $\text{HNO}_3$  pekat;
- tepatkan dengan air bebas mineral sampai tanda tera dan homogenkan.

#### 3.5.3 Pembuatan larutan kerja arsen

Buat deret larutan kerja dengan 1 (satu) blanko dan minimal 3 (tiga) kadar yang berbeda dalam labu ukur 50 ml secara proporsional dan berada pada rentang pengukuran. Kadar larutan kerja terendah adalah LoQ metode yang digunakan.

**CATATAN** *Level of Quantitation* (LoQ) adalah kadar analit yang menghasilkan *signal* lebih besar dari blanko pada kondisi kegiatan rutin laboratorium.  $\text{LoQ} = 3,18 \text{ MDL} = 3,18 (3,143 \text{ SD}) = 10 \text{ SD}$ , pada 7 (tujuh) kali pengulangan pengujian.

### 3.6 Prosedur

Lakukan pembuatan kurva kalibrasi, preparasi dan pengukuran contoh uji, dan pengukuran efektivitas destruksi secara simultan.

#### 3.6.1 Pembuatan kurva kalibrasi arsen

Kurva kalibrasi dibuat dengan tahapan sebagai berikut:

- masukkan 50 ml larutan kerja masing-masing ke dalam labu *digestion* 100 ml, tambahkan batu didih;
- tambahkan 1 ml  $\text{H}_2\text{SO}_4$  2,5 N dan 5 ml  $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$  5 %;
- panaskan secara perlahan hingga mendidih di atas pemanas listrik selama 30 sampai 40 menit hingga volume mencapai 10 ml (jangan sampai kering);
- hasil pengerjaan didinginkan;
- tambahkan air bebas mineral hingga 50,0 ml;
- tambahkan 5 ml HCl pekat, kemudian dihomogenkan;
- tambahkan prereduktan NaI/KI 5 ml, kemudian dihomogenkan;

- h) diamkan 30 menit;
- i) operasikan dan optimasikan Spektrofotometer Serapan Atom yang dilengkapi dengan unit *hydride generating* (generator hidrida) sesuai petunjuk pemakaian alat dan atur kecepatan alir larutan yang akan diukur serapannya, larutan asam, larutan boron hidrida dan gas Argon;
- j) aspirasikan larutan kerja dimulai dari konsentrasi terendah dan baca nilai serapannya;
- k) buat kurva kalibrasi dan tentukan persamaan garis lurusnya;
- l) jika koefisien korelasi regresi linear ( $r$ ) < 0,995 ulangi langkah 3.6.1 a) sampai k) hingga di peroleh nilai koefisien  $r \geq 0,995$ .

### 3.6.2 Cara uji arsen

Uji kadar arsen dengan tahapan sebagai berikut:

- a) masukkan 50 ml contoh uji atau contoh uji yang telah diencerkan yang berada dalam rentang pengukuran ke dalam labu digestion 100 ml;
- b) lakukan langkah 3.6.1 b) sampai h);
- c) aspirasikan larutan contoh dan baca nilai serapannya;
- d) tentukan konsentrasi arsen dalam contoh uji.

### 3.6.3 Pengukuran efektivitas destruksi arsen

- a) tambahkan 5 ml larutan baku arsen 100  $\mu\text{g/l}$  ke dalam 50 ml contoh uji;
- b) lakukan sesuai dengan langkah 3.6.1 b) sampai h);
- c) aspirasikan larutan contoh dan baca nilai serapannya;
- d) tentukan konsentrasi arsen dalam contoh uji.
- e) hitung persen temu balik (% recovery, %R) dengan rentang keberterimaan 90 % - 110 %.

## 3.7 Perhitungan

### 3.7.1 Persen temu balik (% recovery, %R) pengukuran efektivitas destruksi

$$\%R = \left( \frac{A}{B} \right) \times 100\%$$

#### Keterangan:

- A adalah kadar hasil pengukuran yang diperoleh dari contoh uji yang ditambah larutan baku, dinyatakan dalam mikrogram per liter ( $\mu\text{g/l}$ );
- B adalah kadar teoritis yang diperoleh dari perhitungan  $\frac{V_1C_1 + V_2C_2}{V_1 + V_2}$ , dinyatakan dalam mikrogram per liter ( $\mu\text{g/l}$ ).

#### Keterangan:

- $V_1$  adalah volume larutan baku yang ditambahkan untuk pengujian efektivitas destruksi = 5 ml;
- $V_2$  adalah volume contoh uji untuk pengujian efektivitas destruksi = 50 ml;
- $C_1$  adalah kadar larutan baku yang ditambahkan ke dalam contoh uji = 100  $\mu\text{g/l}$ ;
- $C_2$  adalah kadar contoh uji yang digunakan untuk pengujian efektivitas destruksi.

### 3.7.2 Kadar arsen

Kadar arsen (As)

$$\text{As (mg/l)} = \frac{C \times fp}{1000}$$

**Keterangan:**

- C adalah kadar yang didapat hasil pengukuran, dinyatakan dalam mikrogram per liter ( $\mu\text{g/l}$ );  
 fp adalah faktor pengenceran;  
 1000 adalah faktor konversi dari mikrogram per liter ke milligram per liter.

**4 Pengendalian mutu**

- Gunakan bahan kimia berkualitas pro analisis (pa).
- Gunakan alat gelas bebas kontaminasi.
- Gunakan alat ukur yang terkalibrasi.
- Dikerjakan oleh analis yang kompeten.
- Lakukan analisis dalam jangka waktu yang tidak melampaui waktu penyimpanan maksimum.
- Perhitungan koefisien korelasi ( $r$ )  $\geq 0,995$  dengan intersepsi lebih kecil atau sama dengan batas deteksi metoda.
- Lakukan analisis blanko dengan frekuensi 5 % - 10 % per *batch* (1 seri pengukuran) atau minimal 1 kali untuk contoh uji  $< 10$  sebagai kontrol kontaminasi.
- Lakukan analisis duplo dengan frekuensi 5 % - 10 % per *batch* atau minimal 1 kali untuk contoh uji  $< 10$  sebagai kontrol ketelitian analisis. Jika Perbedaan Persen Relatif (*Relative Percent Difference, RPD*)  $\geq 30$  % maka dilakukan pengukuran ketiga hingga diperoleh nilai  $\text{RPD} \leq 30$  %

**Persen RPD**

$$\% \text{RPD} = \left| \frac{\text{hasil pengukuran} - \text{duplikat pengukuran}}{(\text{hasil pengukuran} + \text{duplikat pengukuran})/2} \right| \times 100 \%$$

- Lakukan kontrol akurasi dengan salah satu standar kerja dengan frekuensi 5 % - 10 % per satu seri pengukuran atau minimal 1 kali untuk jumlah contoh uji kurang dari 10. Kisaran persen temu balik untuk standar kerja 75 % – 125 %.

Persen temu balik (% *recovery*, %R)

$$\% R = \left( \frac{A - B}{C} \right) \times 100 \%$$

**Keterangan:**

- A adalah kadar contoh uji yang diperkaya (spike)(mg/l);  
 B adalah kadar contoh uji (mg/l);  
 C adalah kadar standar yang ditambahkan (target value) (mg/l).

**5 Rekomendasi**

Buat kurva kendali (*control chart*) untuk presisi analisis.

**Lampiran A**  
(normatif)  
**Pelaporan**

Catat pada buku kerja hal-hal sebagai berikut:

- 1) Parameter yang dianalisis.
- 2) Nama analis.
- 3) Tanggal analisis.
- 4) Rekaman hasil pengukuran duplo.
- 5) Rekaman kurva kalibrasi.
- 6) Nomor contoh uji.
- 7) Tanggal penerimaan contoh uji.
- 8) Rekaman hasil perhitungan.
- 9) Hasil pengukuran efektivitas destruksi dan standar kerja.
- 10) Kadar analit dalam contoh uji.




Lampiran B  
(informatif)  
Contoh perhitungan verifikasi metode

B.1 Pembuatan kurva kalibrasi

Tabel B.1 – Pembuatan kurva kalibrasi arsen

Konsentrasi arsen (ppb)	Absorbansi
0,00	-0,0010
2,00	0,0761
4,00	0,1472
6,00	0,2195
8,00	0,2730
10,00	0,3254

Sumber: Laboratorium Kimia Terpadu IPB



Gambar B.1 – Kurva kalibrasi arsen

Koefisien relasi (r) = 0,9969

B.2 Penentuan *Method Detection Limit* (MDL)Tabel B.2 – *Method Detection Limit* (MDL)

Ulangan	Konsentrasi (ppb)		
	Sampel	Spike	Sampel + Spike
1	-0,27	0.5	0,55
2	-0,27		0,49
3	-0,29		0,42
4	-0,54		0,39
5	-0,53		0,43
6	-0,56		0,33
7	-0,57		0,36
Mean	-0,43		0,42
St. Deviasi (SD)	0,15		0,07
MDL	0,24		
LOQ	0,75		
% RSD	17,67		
S/N	5,66		
CV Horwitz	51,49		
0,67 CV Horwitz	34,50		
Recovery MDL	84,85		

Sumber: Laboratorium Kimia Terpadu IPB

$$\begin{aligned}
 \text{a) Rerata} &= \frac{\text{konsentrasi 1} + \text{konsentrasi 2} + \dots + \text{konsentrasi 7}}{7} \\
 &= \frac{0.55 + 0.49 + \dots + 0.36}{7} \\
 &= 0.42 \text{ ppb}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) Simpangan baku (SD)} &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(0.55 - 0.42)^2 + (0.49 - 0.42)^2 + \dots + (0.36 - 0.42)^2}{7-1}} \\
 &= 0.07
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) MDL} &= 3.143 \times \text{SD} \\
 &= 3.143 \times 0.07 \\
 &= 0.24 \text{ ppb}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d) LOQ} &= 10 \times \text{SD} \\
 &= 10 \times 0.07 \\
 &= 0.75
 \end{aligned}$$

$$\text{e) \%RSD} = \frac{\text{simpangan baku}}{\text{rerata}} \times 100$$

$$= \frac{0.07 \text{ ppb}}{0.42 \text{ ppb}} \times 100$$

$$= 17.67 \%$$

f) S/N =  $\frac{\text{rerata}}{\text{simpangan baku}}$

$$= \frac{0.42 \text{ ppb}}{0.07 \text{ ppb}}$$

$$= 5.66$$

g) 0.67 CV Horwitz =  $\frac{2}{3} \times (2^{1 - (0.5 \log C)})$

$$= \frac{2}{3} \times (2^{1 - (0.5 \log \frac{0.42}{10000000000})})$$

$$= 34.50$$

h) %recovery =  $\frac{\text{kadar spike perolehan}}{\text{kadar spike teoretis}} \times 100$

$$= \frac{0.42}{0.5} \times 100$$

$$= 84.85\%$$

### B.3 Keberterimaan MDL

Tabel B.3 – Keberterimaan MDL

Syarat keberterimaan	Kesimpulan
MDL x 10 > Spike	DITERIMA
MDL < Spike	DITERIMA
S/N = 2,5 - 10	DITERIMA
%RSD ≤ 0,67CV Horwitz	DITERIMA
Recovery MDL = 70-125%	DITERIMA
MDL < Regulation MDL ≤ 50 ug/L	DITERIMA

Sumber: Laboratorium Kimia Terpadu IPB

## B.4 Repitabilitas

Tabel B.4 – Repitabilitas pengujian arsen

Parameter	Konsentrasi spike (ppb)	Konsentrasi (ppb)
	4	3,589
		3,663
		3,266
		3,272
		3,559
		3,260
		3,521
Rata-Rata		3,447
SD		0,175
%RSD		5,065
CV Horwitz		37,56
2/3 CV Horwitz		18,78

Sumber: Laboratorium Kimia Terpadu IPB

$$a) \text{ Rerata} = \frac{\text{konsentrasi 1} + \text{konsentrasi 2} + \dots + \text{konsentrasi 7}}{7}$$

$$= \frac{3.589 + 3.663 + \dots + 3.521}{7}$$

$$= 3.447 \text{ ppb}$$

$$b) \text{ Simpangan baku (SD)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{(3.589 - 3.447)^2 + (3.663 - 3.447)^2 + \dots + (3.663 - 3.447)^2}{7-1}}$$

$$= 0.175$$

$$c) \%RSD = \frac{\text{simpangan baku}}{\text{rerata}} \times 100$$

$$= \frac{0.175 \text{ ppb}}{3.447 \text{ ppb}} \times 100$$

$$= 5.065 \%$$

$$d) 0.67 \text{ CV Horwitz} = \frac{2}{3} \times (2^{1 - (0.5 \log C)})$$

$$= \frac{2}{3} \times (2^{1 - (0.5 \log \frac{3.447}{10000000000})})$$

$$= 18.78$$

## B.5 Reprodusibilitas

Tabel B.5 – Reprodusibilitas pengujian arsen

Parameter	Konsentrasi spike	Konsentrasi (ppb)		
	(ppb)	hari-1	hari-2	hari-3
	4	3,589	3,914	3,904
		3,663	3,724	4,282
		3,266	3,982	4,392
		3,272	3,841	3,753
		3,559	4,165	4,094
		3,260	4,065	3,610
		3,521	4,025	4,205
Rata-Rata		3,813		
SD		0,335		
%RSD		8,778		
CV Horwitz		37.00		
2/3 CV Horwitz		24,79		

Sumber: Laboratorium Kimia Terpadu IPB

$$\begin{aligned}
 \text{a) Rerata} &= \frac{\text{konsentrasi 1} + \text{konsentrasi 2} + \dots + \text{konsentrasi 7}}{7} \\
 &= \frac{3.589 + 3.914 + \dots + 3.904}{21} \\
 &= 3.813 \text{ ppb}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) Simpangan baku (SD)} &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(3.589 - 3.813)^2 + (3.589 - 3.813)^2 + \dots + (3.904 - 3.813)^2}{21-1}} \\
 &= 0.335
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) \%RSD} &= \frac{\text{simpangan baku}}{\text{rerata}} \times 100 \\
 &= \frac{0.335 \text{ ppb}}{3.813 \text{ ppb}} \times 100 \\
 &= 8.78 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d) 0.67 CV Horwitz} &= \frac{2}{3} \times (2^{1 - (0.5 \log C)}) \\
 &= \frac{2}{3} \times (2^{1 - (0.5 \log \frac{3.813}{1000000000})}) \\
 &= 24.79
 \end{aligned}$$

## B.6 Akurasi

Tabel B.6 – Akurasi pengujian arsen

Ulangan	Konsentrasi spike perolehan (ppb)	Konsentrasi spike teoritis (ppb)	Akurasi (%)
1	3.589	4	89.71
2	3.663		91.57
3	3.266		81.65
4	3.272		81.80
5	3.559		88.98
6	3.260		81.50
7	3.521		88.02

Sumber: Laboratorium Kimia Terpadu IPB

a) Akurasi (%)  $= \frac{\text{konsentrasi spike perolehan}}{\text{konsentrasi spike teoretis}} \times 100$

$$= \frac{3,589}{4} \times 100$$

$$= 89.71\%$$



## Bibliografi

*Standard Methods, Examination of Water and Wastewater 22<sup>nd</sup> Edition, 2012, Method 3114*





## Informasi pendukung terkait perumus standar

**[1] Komtek perumus SNI**

Komite Teknis 13-03 *Kualitas Lingkungan*

**[2] Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI**

Ketua : Noer Adi Wardoyo  
Wakil Ketua : Giri Darminto  
Sekretaris : Diah Wati Agustayani  
Anggota :  
1. Ardeniswan  
2. Henggar Hardiani  
3. Muhamad Farid Sidik  
4. M.S. Belgientie TRO  
5. Noor Rachmaniah  
6. Oges Susetio  
7. Rina Aprishanty  
8. Sri Bimo Andy Putro  
9. Sunardi  
10. Yuli Purwanto

**[3] Konseptor rancangan SNI**

Drs. Muhamad Farid Sidik  
Unit Penunjang Akademik Laboratorium Kimia Terpadu IPB

**[4] Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI**

Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan  
Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan